添付文書

*2011年11月9日(第2版) 2011年5月27日(第1版)

届出番号 26B2X00004000005

機械器具 21 内臓機能検査用器具 一般医療機器 再使用可能な心電用電極 JMDN 42489000

販売名 胸部電極 CE-02



【禁忌・禁止】

・本品は絶対に改造しないこと。

「重大な事故(感電、誤った生体信号の出力等)の原因となるため」

併用医療機器

・MRI装置との併用は行わないこと。

「誘導起電力による発熱で患者が熱傷を負う恐れがあるため」

【形状・構造及び原理等】

- 1. 形状•構造
 - (1) 吸着部
 - (2) センサー部
 - (3) リード線接続部
 - (4) リード線接続部

2. 外観



3. 動作原理

本品は、心臓の活性電位を体表面から導出するためのセンサーとして機能する。

【使用目的、効能又は効果】

本品は体表面に設置し、体表面の心電信号を処理装置(心臓の活動電位(1mV 程度の微弱な電圧)を波形グラフで表示する)に伝達する導体である。

この活動電位を記録する一般的な装置は、主として心電計 (ECG) である。

本品は、再使用可能である。

【品目仕様等】

仕様

(1) 吸着部: 天然ゴム

(2) センサー部:銀/塩化銀

(3) リード線接続部:銀/塩化銀

(4) リード線接続部:銀/塩化銀

【操作方法又は使用方法等(用法・用量含む)】

本品を使用する前に、使用する心電計の取扱説明書を熟読し、 理解した上で使用すること。

- (1) 明瞭な心電波形を得るために、被検者の胸部電極装着部位 を酒精綿で清拭し、心電図ペースト等のクリームを塗って ください。
- (2) 電極にリードワイヤーを取り付けるには、胸部電極のリー ド線接続部に、リードワイヤーのコネクタ部分をしっかり 差し込んでください。
- (3) 胸部電極装着部位に電極を装着するには、吸着ゴム部分を 強く摘み、胸部電極装着部位に吸着部をあてた後に、吸着 ゴムから指を離して使用してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・電極は取扱説明書に記載されている、定められた場所に装着してください。
- ・抜き差しを行う場合は、リード線を引っ張らずにリード線のコネクタ部と電極のリード線接続部を持って行ってください。 「リード線の断線や接触不良の原因となります。」
- ・皮膚障害のある部位への装着は行わないでください。
- ・ご使用中、皮膚に発赤、ハレなどの症状が現れたときは使用 を中止してください。
- ・正確な心電波形を得るために、誘導コードとの接続は機器の取 扱説明書に従い、正しく接続してください。
- ・医家向け医療機器であるため、医師による使用及び医師の指示によって使用してください。
- *・この製品は天然ゴムを使用しています。

天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。

このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<保管条件>

・保存温度: -40~55℃

・保存湿度:93%以下(結露なきこと)

<保管上の注意>

- ・直射日光の当たる場所、水のかかる場所、化学薬品の保管場所 ガスの発生する場所を避けて、涼しい場所に保管してください。
- ・傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意してください。
- ・使用後そのまま放置しますと腐食(錆)等の原因になります。使用後は必ず洗浄し、保管してください。

<耐用期間>

・使用開始より1年「自己認証(当社データによる)」

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- (1) センサー部・リード線接続部の破損、その他のダメージが 無いかチェックしてください。
- (2) 清掃は、消毒用アルコール等で拭き、シンナー、トルエン などの有機溶剤は使用しないでください。
- (3) 十分に乾燥させてください。

【包装】

4		
	品 名	包装
	胸部電極 CE-02	6個/組

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者 三栄メディシス株式会社

住 所 〒607-8116

京都府京都市山科区小山鎮守町 14 番地 1

TEL 075-502-0066

*製造業者 ペキンロンルイセンチュリー サイエンスアンド

テクノロジー コ リミテッド

(Beijing Rongrui-Century Scie. & Tech.

Co., Ltd.)

国名 中華人民共和国